

TANITA 780 MA S

Analizzatore massa corporea segmentale multifrequenza



Misurazioni complete della composizione corporea segmentale eseguite in meno di 20 secondi grazie alla più recente tecnologia BIA multifrequenza.

L'unità interattiva consente ai clienti di eseguire rapidamente una misurazione in autonomia senza l'assistenza di uno specialista.

Il doppio display LED extra large mostra il risultato dell'analisi in un formato di facile lettura.

I risultati vengono archiviati automaticamente su una scheda SD o inviati a un PC per generare la stampa di un report completo di facile consultazione.

I dati possono essere inviati in modalità wireless a un PC o un tablet Windows utilizzando un adattatore Bluetooth.

Grado di precisione:
Classe NAWI III, Classe MDD II-a.

TANITA 780 MA S

Analizzatore
massa corporea
segmentale
multifrequenza



Grasso corporeo %
Valutazione corporea

Massa grasso Kg
Valutazione grasso viscerale

Massa senza grasso Kg
Rapporto ECW/TBW

Massa muscolare Kg
Indice metabolismo basale Kcal

Acqua totale corporea %
Angolo di fase

Acqua extra cellulare %
Indice metabolismo basale

Acqua intra cellulare %
Massa ossea Kg

Indice massa corporea
Letture segmentali per ogni gamba,
braccia e tronco:

- Percentuale di grasso
- Valutazione distribuzione del grasso
- Valutazione massa muscolare
- Massa muscolare Kg
- Equilibrio massa muscolare
- Punteggio muscolare delle gambe
- Distribuzione massa grassa e resistenza/reattanza